

Széles hatásspektrummal rendelkező, univerzális felületfertőtlenítő tisztítószer

Összetétel:

100 g APESIN forte tartalmaz: 9 g didecil-dimetil-ammónium-klorid, 8 g 1,5-pentándial, 20 g 1,4-butándiol, 3,6 g izopropanol, 5-15 % nemionos tenzidek. További összetevők: komplexképzők és illatanyagok. pH-érték kb. 4.

Hatásmód:

Hatékony a baktériumok, a gombák, a HBV/HIV vírusok és a TBC ellen. Széles hatásspektrum már igen alacsony koncentráció mellett.

Általános egészségügyi fertőtlenítés az ÖGHMP szerint 0,5 % / 60 perc

HBV/HIV 0,25 % / 240 perc
0,5 % / 30 perc

Általános egészségügyi fertőtlenítés a DGHM szerint 0,25 % / 240 perc
0,5 % / 60 perc

TBC: 4 % / 240 perc

A felületaktív hatóanyagok kiegyensúlyozott összetétele már 0,25 %-os hígítási arány mellett is kiváló tisztító hatást eredményez. Az APESIN forte jó fedőképességének köszönhetően gyorsan oldja a zsíros, tapadó szennyeződések is. Széles hatásspektruma és erős tisztító hatása mellett anyagkímélő tulajdonságával is kiemelkedik. A plexiüveg, gumi, műgyanta burkolatok, krómozott armatúrák és egyéb érzékeny felületek sem sérülnek az APESIN forte-val végzett intenzív fertőtlenítő tisztítás során.

Felhasználási terület:

Az APESIN forte összetétele a legkülönbözőbb területeken történő fertőtlenítést tesz lehetővé egyetlen termék alkalmazásával. Kiválóan alkalmas minden egészségügyi intézmény és gyógyszeripari terület felületeinek fertőtlenítésére.

Alkalmazás:

Hígítását adagolópumpa segíti, 0,5 % = 40 ml (a pumpa kétszeri lenyomása) 8 l vízhez.



Biztonsági útmutató:

Maró hatású. Belélegzése, ill. lenyelése egészségkárosító hatású. Belélegzés, ill. bőrre kerülés esetén allergiás tünetet okozhat. Gyerekek kezébe nem kerülhet. Gőzét ne lélegezzük be. Szembe kerülés esetén azonnal alaposan mossuk ki, és forduljunk orvoshoz. Bőrre kerülése esetén bő vízzel azonnal mossuk le. Munka közben viseljünk védőkesztyűt, a tömény szer kezeléséhez védőruhát, védőszemüveget. Baleset, ill. rosszullet esetén hívjunk orvost (a szer címkéjét lehetőleg mutassuk meg az orvosnak).

A flakont csak teljesen kiürült állapotban dobjuk el.
Professzionális felhasználásra készült termék.

Ökológia: Hatóanyagai biológiailag lebonthatóak.



Budaörsi Ipari és Technológiai Park (BITEP)
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Tel.: 4645100, Fax: 4645199